

MEMORANDO SEI N° 0023825131/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 06 de dezembro de 2024.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise de amostras- Pregão Eletrônico **453/2024**.

**Objeto:** Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Encaminhamos as análises das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

| Item | Material/Serviço                                                | Empresa                                              | Marca             | Registro Anvisa | Parecer                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59   | 44206- EQUIPO<br>MACROGOTAS COM<br>INJETOR LATERAL<br>VALVULADO | AMG<br>HOSPITALAR<br>COMERCIO DE<br>PRODUTOS<br>LTDA | LA VITA<br>EMA03A | 80288099005     | Amostra aprovada<br>conforme Análise<br>SEI<br>nº 0023824809                                                                                                               |
| 60   | 44206- EQUIPO<br>MACROGOTAS COM<br>INJETOR LATERAL<br>VALVULADO | CRUZEL<br>COMERCIAL<br>LTDA                          | Biosani           | 80286000045     | Conforme Análise<br>SEI nº<br>0023824818,<br>durante a análise<br>das amostras, o<br>equipo apresentou<br>vazamento na<br>conexão distal.<br><b>Amostra<br/>reprovada.</b> |

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023825131** e o código CRC **4C48E792**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.187346-0

0023825131v3

## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

**Pregão Eletrônico 453/2024**

### **ITEM 59- EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO**

44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXÍDIO DE ETILENO OU RÁIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

MARCA: LA VITA EMA03A

REGISTRO 80288099005

LOTE: KLEMA03A-230512

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

### **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

|                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS;                  | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E TAMPA REVERSÍVEL;                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP                                                                                                                                                                                           | (X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO)                                                                                                | (X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA                                                                                             | (X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. | (X) ATENDE ( ) NÃO ATENDE |

#### CONCLUSÃO

Aprova o produto (X) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: ATENDE TODOS REQUISITOS

DATA: 06/12/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
Apo Claudio Lanza  
Enfermeiro  
CRM 126.577

Prefeitura de Joinville  
Secretaria Municipal da Saúde

PA 24 Horas Norte

# **FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:**

**Pregão Eletrônico 453/2024**

## **ITEM 60- EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO**

44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: CRUZEL COMERCIAL LTDA

MARCA: BIOSANI

REGISTRO 80286000045

LOTE: B1124029

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

## **AVALIAÇÃO TÉCNICA**

|                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS                                                                                                                                                   | ( ) ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS;                  | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E TAMPA REVERSÍVEL;                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO)                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |
| CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA                                                                                             | ( ) ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO OU RÁIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE ( ) NÃO ATENDE |

#### CONCLUSÃO

Aprova o produto ( ) SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Equipamento apresentando vazamento na conexão distal

DATA: 06 / 12 / 24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: \_\_\_\_\_

Ana Cláudia Lanza  
Enfermeira  
CONV SC 135.877

Prefeitura de Joinville  
Secretaria Municipal da Saúde

PA 24 Horas Norte