

MEMORANDO SEI N° 0023065459/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 04 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras- Pregão Eletrônico 463/2024

Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas).

Em atenção à Convocação SAP.LCT (SEI nº 0022999195), informamos que as amostras foram recebidas nesta Secretaria da Saúde e analisadas pela equipe técnica, conforme informações que seguem:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Parecer
1	43991 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G) AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A	SELENIUM MEDICAL LTDA	Conforme Análise SES.UFL.LAB (SEI nº 0023060017), durante a análise técnica, constatou-se que "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e

	<p>NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBAÇAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.</p>		<p>interrompendo a coleta." AMOSTRA REPROVADA.</p>
2	<p>43992 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.</p>	<p>SELENIUM MEDICAL LTDA</p>	<p>Conforme Análise SES.UFL.LAB (SEI nº 0023060169), durante a análise técnica, constatou-se que "Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta." AMOSTRA REPROVADA.</p>

Frente ao exposto, solicitamos a continuidade no presente processo com a análise da documentação da próxima colocada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Servidor(a) Público(a), em 04/10/2024, às 09:53, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **0023065459** e o código CRC **F5581004**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.192907-4

0023065459v5

ANÁLISE SEI Nº 0023060017/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 03 de outubro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 463/2024

ITEM 1 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G)

DESCRIÇÃO	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (22G)- AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,7MM OU 32X0,7MM (22G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.
FORNECEDOR	Selenium Medical Ltda
MARCA	UNIQMED / YANGZHOU MEDLINE
REGISTRO ANVISA	Agulha: 80155470346 Adaptador: 80155470343
LOTE	20220822

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 caixa com 100 unidades
----------------------------------	--------------------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: **REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 04/10/2024, às 09:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023060017** e o código CRC **8215524F**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.192907-4

0023060017v7

ANÁLISE SEI Nº 0023060169/2024 - SES.UFL.LAB

Joinville, 03 de outubro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 463/2024

ITEM 2 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)

DESCRIÇÃO	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)- MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.
FORNECEDOR	Selenium Medical Ltda
MARCA	UNIQMED / YANGZHOU MEDLINE
REGISTRO ANVISA	Agulha: 80155470346 Adaptador: 80155470343
LOTE	20220823

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	1 caixa com 100 unidades
----------------------------------	--------------------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

(x) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, houve a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: **REPROVADO**



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 04/10/2024, às 09:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023060169** e o código CRC **F05BF8BD**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.192907-4

0023060169v6