

MEMORANDO SEI Nº 0023717569/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Encaminhamos as análises técnicas das amostras já analisadas por esta secretaria:

| Item | Material/Serviço | Empresa | Marca | Parecer |
|------|---|--|-----------|--|
| 35 | 44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023716146, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| 36 | 44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023716148, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| 37 | 44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023715670, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| | 44203 - CATETER | | | Conforme documento SEI nº 0023715668, o cateter não possui boa progressão, possui |

| | | | | |
|----|---|--|-----------|--|
| 38 | CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VITALGOLD | resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| 39 | 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023714614, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| 40 | 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023714616, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| 43 | 44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023713778, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |
| 44 | 44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VITALGOLD | Conforme documento SEI nº 0023713788, o cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária são frouxas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência. Amostra reprovada. |

As análises das demais amostras serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/11/2024, às 16:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023717569** e o código CRC **22F0D1DF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023717569v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 35- CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23482

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| 44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | <input type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |

| | |
|---|---|
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | <input type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto ☐ SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: O cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorre deformação do tecido em alguns tentos - 4 tentos. A tampa e a peça intermediária são fracas, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência.

DATA: 27/11/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivosney João Leite Bueno
COREN/SC 178.626 - Matrícula 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 36- CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23482

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| 44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | <input type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |

| | |
|---|--|
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | () ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: O cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorre deformação do tecido em algumas tentativas. A troca e a peça intermediária não funcionam, desmontando o sistema durante algum procedimento, prejudicando a assistência.

DATA: 27/11/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Assessoria Técnica
178.628 - Matric. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 37- CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23483

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | <input type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |

| | |
|---|--|
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | () ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: O cateter não possui boa progressão, possui resistência. O cateter deformou o tecido em algumas tentativas. A Tampa e a peça intermediária não fixaram, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência.

DATA: 27 / 11 / 24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Iverson João Leão Bueno

COREN/SC 178.626 - Matric. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 38- CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23483

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|------------------------------|
| 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | () ATENDE (X) NÃO ATENDE |

| | |
|---|---|
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | <input type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: O cateter não possui boa progressão, possui resistência. Ocorreu deformação do tecido em algumas tentativas. A Tampa e a peça intermediária são flexíveis, dependendo o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a aplicação.

DATA: 27/11/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivonei João Leite Bueno
Médico
COREN/SC 178.626 - Matrícula 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 39- CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23486

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|------------------------------|
| 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | () ATENDE (X) NÃO ATENDE |
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |

| | |
|---|------------------------------|
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | () ATENDE (X) NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: O cateter não possui boa progressão, ocorre resistência. Ocorre deformação do tecido em algumas tentativas. A tempo e a peça intermediária não flui, deformando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência.

DATA: 27 / 11 / 2014

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Rosney José Lobo Bueno

COREN/SC 178.626 - Matrícula: 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 40- CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%

FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23486

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AValiação Técnica

| | |
|---|--|
| 44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | () ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE () NÃO ATENDE |

| | |
|---|------------------------------|
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | () ATENDE (X) NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; -DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: O CATER NÃO POSSUI BOM PROGRESSO, POSSUI RESISTÊNCIA. Ocorre deformação do tecido em algumas tentativas. A Tampa e a peça intermediária não fixam, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência.

DATA: 27/11/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Wesley João Leão Bueno
COREN/SC 178.626 - Matr. 06.001

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM: 43- CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal

FORNECEDOR: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A

Marca: VITALGOLD

LOTE: 23487

REGISTRO (ANVISA): 10296900115

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | <input type="checkbox"/> ATENDE <input checked="" type="checkbox"/> NÃO ATENDE |
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> ATENDE <input type="checkbox"/> NÃO ATENDE |

| | |
|---|------------------------------|
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | () ATENDE (X) NÃO ATENDE |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | (X) ATENDE () NÃO ATENDE |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: O cateter não possui boa progressão, possui resistência. O correto deformação do tecido em algumas tentativas. A tampa e a peça intermediária não flutuam, desmontando o sistema durante alguns procedimentos, prejudicando a assistência.

DATA: 28/11/24 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Ivosney João Leite Bueno

COREN/SC 178.626 - Matr. 39.031

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA:

Pregão Eletrônico 453/2024

ITEM 44- CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

| |
|---|
| <p>44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal</p> |
| FORNECEDOR: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| MARCA: VITALGOLD |
| REGISTRO 10296900115 |
| LOTE: 23487 |
| QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 10 unidades |

AVALIAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| COM PROTETOR DE AGULHA | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. | () Atende <input checked="" type="checkbox"/> Não atende |
| CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; | () Atende <input checked="" type="checkbox"/> Não atende |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |
| EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. | <input checked="" type="checkbox"/> Atende () Não atende |

CONCLUSÃO

Aprova o produto () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: O CARTEL NÃO POSSUI BOA PROGRESSÃO POSSUI
REGISTRO. O CORRETO DEFORMAÇÃO DO TELHO EM ALGUMAS
TENTATIVAS. A TAMPA E A PEÇA INTERMEDIÁRIA NÃO FICAM
DEIXANDO O SISTEMA DURANTE ALGUNS PROCEDIMENTOS,
PREJUDICANDO A REGISTRO

DATA: 27/11/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO:

Prefeitura de Joinville
Secretaria de Saúde
Wesley José Leite Bueno

COREN/SC 178.626 - Matr. 39.031