



MEMORANDO SEI Nº 0023146374/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de outubro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 463/2024.
Objeto: Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglulhas).

Em atenção ao documento SEI nº 0023139784, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha Técnica/ Imagem de site (print de tela)	11 - Amostra	Parecer
2	43992 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, ESTÉRIL, COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO OU SUPERIOR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 25X0,8MM OU 32X0,8MM (21G); COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Unidade	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	UNIQUE MED	De acordo	Registro ANVISA agulha: 10098710071, vigente, confirmado no Portal ANVISA, Código do Produto: 004730 Registro ANVISA adaptador: 80155470344, vigente,	Apresentou.	Exige	Proposta classificada, de acordo com o edital. A empresa ofertou produto de mesma marca que já teve amostras reprovadas no presente processo, porém, com registro Anvisa e modelo diferentes. Com o intuito de evitar atrasos na tramitação do processo e custos à empresa com o

LOCALIZADO NA AGULHA OU NO ADAPTADOR, O QUAL ACIONADO RECOBRE A AGULHA; O BISEL DA AGULHA DEVERÁ SER ORIENTADO PELO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, QUE EM POSIÇÃO FIXA DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA CIMA FACILITANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA AGULHA E TRAVAMENTO DO SISTEMA; DEVERÁ ATENDER TOTALMENTE AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E SEGUIR A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR32. PARA CADA CONJUNTO DE 100 AGULHAS, DEVE SER FORNECIDA UMA UNIDADE DE ADAPTADOR REUTILIZÁVEL COM DESCARTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO, OU UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA CADA AGULHA. APRESENTAÇÃO: AS AGULHAS DEVERÃO SER FORNECIDAS EM EMBALAGENS COM ATÉ 100 UNIDADES.				confirmado no Portal ANVISA, Código do Produto: 004971		envio de amostras que possam problemas já verificados anteriormente, indicamos que a licitante verifique junto ao fabricante se o modelo de agulha ofertado (com registro da Anvisa 10098710071) não apresenta o seguinte problema: <i>"Ao encaixar o tubo a vácuo na agulha, há a necessidade de pressionar o tubo durante toda a coleta pois a borracha de proteção recolhida expulsa o tubo do adaptador, que acaba desencaixando e interrompendo a coleta."</i>
--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Servidor(a) Público(a)**, em 11/10/2024, às 09:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023146374** e o código CRC **92109623**.

